

MULTI-PURPOSE UNIVERSAL

MODEL OPERATION TABLE



Trendelenburg 30°
Reverse Trendelenburg 30°

Trendelenburg 30°
Ters Trendelenburg 30°



Back Section 80°
Leg Rest Section -90°

Sırt Bölümü 80°
Ayak Bölümü -90°



Slide (Optional) 400 mm

Kayma (Opsiyonel) 400 mm



Height: 700 mm - 1050 mm

Yükseklik: 700 mm - 1050 mm



Removable Foot Section

Çıkarılabilir Ayak Bölümü



Nefro Surgical Position 125°

Nefro Cerrahi Pozisyon 125°



Leg Section (Side) 90°

Ayak Bölümü (Yan) 90°



Lateral +30°/-30°

Lateral +30°/-30°



MASA POZİSYONLARI	
Baş Bölümü (Manuel)	90° Yukarı • 90° Aşağı, çıkarılabilir.
Lateral (Kumandalı)	30° Sağ • 30° Sol Lateral-Tilt pozisyonu
Trendelenburg (Kumandalı)	30°
Ters Trendelenburg (Kumandalı)	30°
Sırt Bölümü (Kumandalı)	80° Yukarı / -40° Aşağı (±15°)
Ayak Bölümü (Piston)	30° Yukarı • 90° Aşağı • 90° Yana açılabilir. Çıkarılabilir.
Tip	Elektro-Hidrolik (Kumandalı)
Kayma (Opsiyonel) (Kumandalı)	400 mm
Flex Reflek Kumandalı	125 mm x 215 mm
Radyolojik Çekim	Tüm Kısımlar
C-Kollu	Tüm Kısımlar
Böbrek Elevatör (Manuel)	12mm

TABLE POSITIONS	
Head Section (Manual)	90° Up • 90° down, Detachable.
Lateral Tilt (Control)	30° right • 30° left Lateral-Tilt position
Trendelenburg (Control)	30°
Reverse Trendelenburg (Control)	30°
Back section (Control)	80° Up / -40° Down (±15°)
Leg Section (Piston)	30 Up • 90° Down • 90° Side Sliding. Detachable
Type	Electro-Hydraulic(Control)
Slide (Optional) (Control)	400 mm
Flex Reflex	125 mm x 215 mm
X-Ray Cassette	Whole Parts
C - Arm	Whole Parts
Kidney Elevator	12mm

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Yükseklik	700 mm x 1050 mm
Yükseklik (minder)	750 mm x 1100 mm
Masaüstü Boyu	550 mm x 2150 mm
Baş Bölümü	310 mm x 550 mm
Sırt Bölümü	530 mm x 625 mm
Oturma Bölümü	530 mm x 530 mm
Ayak Bölümü (Sağ) (Piston)	255 mm x 710 mm
Ayak Bölümü (Sol) (Piston)	255 mm x 710 mm
Voltaaj	230V 50 Hz
Akü Şarj Voltaajı	24V DC
El Kumandası Voltaajı	5V DC
Motor Voltaajı	220V AC, %a - 24V DC 10A
Akü	Kuru Tip, Bakıma ihtiyaç duymayan
Akü Kapasitesi	7Ah, 12V DC
Hasta Taşıma Kapasitesi	300 Kg.
Batarya	45 dk.

TECHNICAL FEATURES	
Minimum Height	700 mm x 1050 mm
Maximum Height	750 mm x 1100 mm
Tabletop Length	550 mm x 2150 mm
Head Section	310 mm x 550 mm
Back Section	530 mm x 625 mm
Sitting Base Section	530 mm x 530 mm
Leg Section (right) (Piston)	255 mm x 710 mm
Leg Section (left) (Piston)	255 mm x 710 mm
Power Input	230V 50 Hz
Battery Charge Voltage	24V DC
Remote Control Voltage	5V DC
Engine Battery Voltage	220V AC, %a - 24V DC 10A
Battery	Dry-Type / Maintenance-Free
Battery Capacity	7Ah, 12V DC
Carrying Capacity	300 Kg.
Battery	45 min.



CE • ISO 9001:2008 / ISO 13485:2003 - KİWA/MEYER

SMSMED MEDİKAL İMALAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Hasemek San.Sit. 1452. Sk. No: 81 Ostim - Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312. 395 84 88 Cep Tel: +90 533 235 14 87

www.smsmedikal.com.tr • e-mail: info@smsmedikal.com.tr

SMSMED
Sophisticated Molding, Software & Medical

to hold on to life...



SMSMED
EH 5F AMELİYAT MASASI

www.smsmedikal.com.tr • e-mail: info@smsmedikal.com.tr

Made In Turkey